



تاریخ:  
شماره درخواست:

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  
اداره خدمات فناوری (آزمایشگاه‌های مرجع)  
پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی  
فرم درخواست آنالیز اسپکتروفوتومتر UV/Vis

مشخصات دستگاه		UV/Vis spectrophotometer , Perkin Elmer (Lambda , )	
مشخصات درخواست کننده ( خواهشمند است کلیه موارد درخواستی را تکمیل بفرمایید. در صورت کامل نبودن اطلاعات، آزمایشگاه از پذیرش نمونه معذور است)			
نام و نام خانوادگی:		کد ملی:	
شماره همراه:		Email:	
نام دانشگاه/شرکت/سازمان:		شناسه ملی	
		کد اقتصادی	
		شماره ثبت	
آدرس پستی دقیق:			
نحوه دریافت نتایج: <input type="checkbox"/> حضوری <input type="checkbox"/> غیرحضور			
مشخصات نمونه ( خواهشمند است کلیه موارد درخواستی را تکمیل بفرمایید. در صورت کامل نبودن اطلاعات، آزمایشگاه از پذیرش نمونه معذور است)			
تعداد نمونه:	مشخصات نمونه	مایع	<input type="checkbox"/> محلول آبی <input type="checkbox"/> محلول آلی
		جامد	خواهشمند است نوع نمونه، حلال مناسب و همچنین نمونه شاهد را ذکر نمایید.
		آنالیز درخواستی	<input type="checkbox"/> اسکن در ناحیه UV/Vis <input type="checkbox"/> خواندن جذب در طول موج معین
		توضیحات:	
شرایط ایمنی کار با نمونه			
سمیت <input type="checkbox"/> فراریت <input type="checkbox"/> پرتوزایی <input type="checkbox"/> خوردگی <input type="checkbox"/> نانوسایز <input type="checkbox"/> قابلیت اشتعال <input type="checkbox"/> محرک دستگاه تنفس <input type="checkbox"/> محرک پوست <input type="checkbox"/> خواهشمند است سایر احتیاط‌های لازم در هنگام کار با نمونه ذکر شود:			
شرایط نگهداری نمونه			
حساس به نور <input type="checkbox"/> نیاز به نگهداری در دمای یخچال <input type="checkbox"/> خواهشمند است سایر موارد مهم جهت نگهداری نمونه ذکر شود:			
<u>حداقل حجم مورد نیاز جهت انجام آنالیز ۱۰ میلی لیتر از نمونه شاهد و همین حجم از نمونه است، خواهشمند است در صورت نیاز به باقیمانده نمونه در این بخش ذکر نمایید.</u> لازم به ذکر است نمونه‌های دریافتی حداکثر به مدت دو ماه نگهداری می‌شوند و بعد از آن معدوم می‌شوند.			
نظر کارشناسی			
انجام این آزمون امکان پذیر می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد <input type="checkbox"/> . دلیل امکان پذیر نبودن آزمون: تاریخ آماده شدن نتایج: نام و نام خانوادگی کارشناس آنالیز: تایید اداره خدمات فناوری:			